

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza para analizador de coagulación-LD

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de análisis de los analizadores automáticos de coagulación, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a analizar



Foto del Producto

Modelo del
ProductoSolución de limpieza para
analizador de
coagulación-LDEspecificaciones
de Embalaje30 mL, 100 mL, 500 mL,
20 LCódigo de
Producto

p1136

Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de análisis de los analizadores automáticos de coagulación, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a analizar

Principio

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción. Su principio de funcionamiento principal es que el hipoclorito de sodio de la solución de limpieza puede disolver eficazmente las proteínas, de modo que las proteínas de la muestra de sangre...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.

