

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución tampón de limpieza HY

Reactivo auxiliar de inmunoensayo que se utiliza junto con los reactivos de inmunoensayo para proporcionar/mantener el entorno de reacción de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia de la serie Changguang Huayi




Foto del Producto

Modelo del
ProductoSolución tampón de
limpieza HYEspecificaciones
de Embalaje

500 mL, 500 mL × 2

Código de
Producto

p1142

Uso Previsto

Reactivo auxiliar de inmunoensayo que se utiliza junto con los reactivos de inmunoensayo para proporcionar/mantener el entorno de reacción de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia de la serie Changguang Huayi

Composición

Compuesto por cloruro de sodio, fosfatos y agua, etc

Almacenamiento y Uso

Manipular con cuidado durante la carga y la descarga, apilar según las marcas de flecha y conservar en un local interior limpio, seco y bien ventilado, a 2—...

