

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza para inmunoensayo I M 9

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de análisis de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a analizar



Foto del Producto

Modelo del Producto	Solución de limpieza para inmunoensayo I M 9
Especificaciones de Embalaje	1.5 L, 10 L, 20 L
Código de Producto	p1146

Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de análisis de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a analizar

Principio

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción. Su principio principal de funcionamiento es que el hipoclorito de sodio de la solución de limpieza puede disolver las proteínas del sistema de reacción, de modo que las proteínas de las muestras de sangre se eliminan fácilmente con el lavado

