

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución tampón DIL 100 mL

Reactivo auxiliar de inmunoensayo, utilizado junto con reactivos de inmunoensayo para proporcionar/mantener el entorno de reacción de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia de la serie Tosoh




Foto del Producto

Modelo del
Producto

Solución tampón DIL

Especificaciones
de Embalaje

100 mL, 100 mLx4

Código de
Producto

p1148

Uso Previsto

Reactivo auxiliar de inmunoensayo, utilizado junto con reactivos de inmunoensayo para proporcionar/mantener el entorno de reacción de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia de la serie Tosoh

Composición

Compuesto por estabilizador, cloruro de sodio, tensioactivo, conservante y agua

Almacenamiento y Uso

Manipular con cuidado al cargar y descargar; apilar según las marcas de flecha; conservar en un lugar seco, bien ventilado y limpio...

