

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución tampón de limpieza MR 10 L

Reactivo auxiliar de inmunoensayo, utilizado junto con reactivos de inmunoensayo para proporcionar/mantener el entorno de reacción de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia de la serie Mindray



Foto del Producto

Modelo del
ProductoSolución tampón de
limpieza MREspecificaciones
de Embalaje

250 mL, 10.0 L

Código de
Producto

p1150

Uso Previsto

Reactivo auxiliar de inmunoensayo, utilizado junto con reactivos de inmunoensayo para proporcionar/mantener el entorno de reacción de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia de la serie Mindray

Composición

Compuesto por cloruro de sodio, conservante y agua

Almacenamiento y Uso

Manipular con cuidado al cargar y descargar; apilar según las marcas de flecha; conservar en un local interior limpio, seco y bien ventilado a 2–35 °C...

