

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución tampón de limpieza concentrada SL

Reactivo auxiliar de inmunoensayo, utilizado junto con reactivos de inmunoensayo para proporcionar/mantener el entorno de reacción de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia de la serie DiaSorin (sistemas)



Foto del Producto

Modelo del
ProductoSolución tampón de
limpieza concentrada SLEspecificaciones
de Embalaje

1 L

Código de
Producto

p1152

Uso Previsto

Reactivo auxiliar de inmunoensayo, utilizado junto con reactivos de inmunoensayo para proporcionar/mantener el entorno de reacción de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia de la serie DiaSorin (sistemas)

Composición

Compuesto por agente tamponador, conservante, tensioactivo y agua

Almacenamiento y Uso

Manipular con cuidado al cargar y descargar; apilar según las marcas de flecha; conservar en un local interior limpio, seco y bien ventilado a 2–35...

