

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza de inmunoensayo WWT

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de análisis de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia totalmente automáticos, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a analizar



Foto del Producto

Modelo del Producto	Solución de limpieza de inmunoensayo WWT
Especificaciones de Embalaje	500 mL, 1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L
Código de Producto	p1154

Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de análisis de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia totalmente automáticos, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a analizar

Principio

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción. Su principio principal de funcionamiento es que el tensioactivo de la solución de limpieza reduce eficazmente la tensión superficial de las proteínas del sistema de reacción, de modo que las proteínas de las muestras de sangre se eliminan fácilmente con el lavado

