

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución tampón de limpieza WG

Reactivo auxiliar de inmunoensayo, utilizado junto con reactivos de inmunoensayo para proporcionar/mantener el entorno de reacción de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia de la serie Weigao



Foto del Producto

Modelo del Producto	Solución tampón de limpieza WG
Especificaciones de Embalaje	500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L
Código de Producto	p1155

Uso Previsto

Reactivo auxiliar de inmunoensayo, utilizado junto con reactivos de inmunoensayo para proporcionar/mantener el entorno de reacción de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia de la serie Weigao

Composición

Compuesto por cloruro de sodio, fosfatos, conservante

Almacenamiento y Uso

Manipular con cuidado al cargar y descargar; apilar según las marcas de flecha; conservar en un lugar seco y ventilado...

Otra Información

Wash Buffer

Zhejiang Xinke Medical Technology Co., Ltd.

Empresa nacional de alta tecnología · Certificada ISO 9001 / ISO 13485 · I+D, fabricación y venta de reactivos de diagnóstico in vitro