

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza para analizador de coagulación–MR

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de prueba del analizador automático de coagulación, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a medir



Foto del Producto

Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de prueba del analizador automático de coagulación, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a medir

Principio

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción. Su principio principal de funcionamiento consiste en sumergir y enjuagar los canales de medición y los conductos

Composición

Tensioactivos y conservantes...

Modelo del Producto	Solución de limpieza para analizador de coagulación–MR
Especificaciones de Embalaje	500 mL, 1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L
Código de Producto	p1223

