

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza para analizador de coagulación-PLS 5 L

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de prueba del analizador automático de coagulación, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a medir



Foto del Producto

Modelo del Producto	Analizador de coagulación PLS
Especificaciones de Embalaje	5 L, 10 L, 20 L
Código de Producto	p1224

Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de prueba del analizador automático de coagulación, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a medir

Principio

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción. Su principio principal de funcionamiento es que los tensioactivos de la solución de limpieza pueden reducir eficazmente la tensión superficial de las proteínas del sistema de reacción...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.