

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza para analizador de coagulación-
PLS Lavado de Aguja 15 mL

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de prueba del analizador automático de coagulación, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a medir




Foto del Producto

Modelo del Producto	Analizador de coagulación PLS Lavado de Aguja
Especificaciones de Embalaje	15 mL, 100 mL, 500 mL, 20 L
Código de Producto	p1225

Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de prueba del analizador automático de coagulación, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a medir

Principio

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción. Su principio principal de funcionamiento es que el hipoclorito de sodio de la solución de limpieza descompone eficazmente las proteínas del sistema de reacción, lo que facilita la limpieza de las proteínas de la muestra de sangre...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.