

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza para analizador de coagulación-BE Enjuague

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de prueba del analizador automático de coagulación, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a medir




Foto del Producto

Modelo del
ProductoAnalizador de
coagulación BE EnjuagueEspecificaciones
de Embalaje

100 mL, 500 mL, 20 L

Código de
Producto

p1226

Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de prueba del analizador automático de coagulación, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a medir

Principio

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción. Su principio principal de funcionamiento es que los tensioactivos de la solución de limpieza pueden reducir eficazmente la tensión superficial de las proteínas del sistema de reacción...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.