

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza para analizador de coagulación-BKN

Este producto se utiliza para limpiar el sistema de reacción durante el proceso de prueba, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a medir



Foto del Producto

Modelo del Producto	Solución de limpieza para analizador de coagulación-BKN
Especificaciones de Embalaje	500 mL, 3.3 L, 5 L, 20 L
Código de Producto	p1227

Uso Previsto

Este producto se utiliza para limpiar el sistema de reacción durante el proceso de prueba, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a medir

Principio

Este producto es una solución de limpieza del sistema para el analizador automático de coagulación, que garantiza una limpieza eficaz de la aguja de reactivos y de la aguja de muestras del instrumento y mantiene la integridad del sistema hidráulico, para asegurar un volumen de aspiración exacto y obtener resultados de prueba precisos...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.

