

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza para analizador de coagulación-JS

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de prueba del analizador automático de coagulación, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a medir



Foto del Producto

Modelo del Producto	Solución de limpieza para analizador de coagulación-JS
Especificaciones de Embalaje	250 mL, 500 mL, 1 L, 20 L
Código de Producto	p1228

Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de prueba del analizador automático de coagulación, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a medir

Principio

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción. Su principio principal de funcionamiento es que el hidróxido de potasio de la solución de limpieza disuelve las proteínas del sistema de reacción, lo que facilita la limpieza de las proteínas de la muestra de sangre...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.