

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza enzimática para analizador de células sanguíneas

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante las pruebas con el analizador de células sanguíneas, a fin de facilitar la prueba in vitro de las células sanguíneas, la hemoglobina y otras sustancias que se van a medir



Foto del Producto

**Modelo del
Producto****Analizador de células
sanguíneas con enzima****Especificaciones
de Embalaje****500 mL, 1 L, 1 Lx4, 5 L,
20 L****Código de
Producto****p1262****Uso Previsto**

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante las pruebas con el analizador de células sanguíneas, a fin de facilitar la prueba in vitro de las células sanguíneas, la hemoglobina y otras sustancias que se van a medir

Principio

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción. Su principio principal de funcionamiento es que los tensioactivos de la solución de limpieza pueden reducir eficazmente la tensión superficial de las proteínas del sistema de reacción...

