

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza para mantenimiento de apagado del analizador de células sanguíneas

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante las pruebas con el analizador de células sanguíneas, a fin de facilitar la prueba in vitro de las células sanguíneas, la hemoglobina y otras sustancias que se van a medir




Foto del Producto

Modelo del Producto	Mantenimiento de apagado
Especificaciones de Embalaje	4 mL, 50 mL, 100 mL, 20 L
Código de Producto	p1294

Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante las pruebas con el analizador de células sanguíneas, a fin de facilitar la prueba in vitro de las células sanguíneas, la hemoglobina y otras sustancias que se van a medir

Principio

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción. Su principio principal de funcionamiento es limpiar las proteínas residuales del sistema de reacción

Composición

Hipoclorito de sodio

