

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza para analizador de células sanguíneas-ABX

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante las pruebas con el analizador de células sanguíneas, a fin de facilitar la prueba in vitro de las células sanguíneas, la hemoglobina y otras sustancias que se van a medir



Foto del Producto

Modelo del Producto	Analizador de células sanguíneas ABX
Especificaciones de Embalaje	500 mL, 1 L, 20 L
Código de Producto	p1300

Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante las pruebas con el analizador de células sanguíneas, a fin de facilitar la prueba in vitro de las células sanguíneas, la hemoglobina y otras sustancias que se van a medir

Principio

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción. Su principio principal de funcionamiento es que los tensioactivos de la solución de limpieza pueden reducir eficazmente la tensión superficial de las proteínas del sistema de reacción...

