

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Diluyente de muestra–RH

Se utiliza para diluir y licuar la muestra que se va a analizar, de modo que las sustancias a medir puedan determinarse con el módulo de electrolitos. El reactivo en sí no participa directamente en la medición.



Foto del Producto

Modelo del Producto	Diluyente de muestra–RH
Especificaciones de Embalaje	2.0 L, 2 L × 2, 300 mL
Código de Producto	64

Uso Previsto

Se utiliza para diluir y licuar la muestra que se va a analizar, de modo que las sustancias a medir puedan determinarse con el módulo de electrolitos. El reactivo en sí no participa directamente en la medición.

Dispositivos Compatibles

- Roche Cobas 8000
- Roche Cobas c311
- Roche Cobas c501
- Roche Cobas c502
- Roche Cobas c701
- Roche Cobas c702
- Roche Modular D
- Roche Modular P

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.