

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Diluyente de muestra-AU

Se utiliza para diluir y licuar la muestra que se va a analizar, de modo que las sustancias a medir puedan determinarse con el módulo de electrolitos. El reactivo en sí no participa directamente en la medición.



Foto del Producto

Modelo del Producto	Diluyente de muestra-AU
Especificaciones de Embalaje	2.0 L, 2 L × 2
Código de Producto	68

Uso Previsto

Se utiliza para diluir y licuar la muestra que se va a analizar, de modo que las sustancias a medir puedan determinarse con el módulo de electrolitos. El reactivo en sí no participa directamente en la medición.

Dispositivos Compatibles

Beckman Coulter AU5800

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.