

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Tampón de electrolitos–RL

Reactivo auxiliar para el módulo de electrolitos, utilizado para proporcionar y mantener el entorno de reacción en los módulos de electrolitos de los analizadores de bioquímica de la serie Hitachi.



Foto del Producto

Modelo del Producto	Tampón de electrolitos–RL
Especificaciones de Embalaje	600 mL, 2.0 L, 2.0 L × 2
Código de Producto	71

Uso Previsto

Reactivo auxiliar para el módulo de electrolitos, utilizado para proporcionar y mantener el entorno de reacción en los módulos de electrolitos de los analizadores de bioquímica de la serie Hitachi.

Dispositivos Compatibles

- Hitachi Hitachi 7020
- Hitachi Hitachi 7060
- Hitachi Hitachi 7080
- Hitachi Hitachi 7100
- Hitachi Hitachi 7150
- Hitachi Hitachi 7170
- Hitachi Hitachi 7180
- Hitachi Hitachi 7600
- Hitachi LABOSPECT 008

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.