

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Diluyente de muestra-RL

Se utiliza para diluir y licuar la muestra que se va a analizar, de modo que las sustancias a medir puedan determinarse con el módulo de electrolitos. El reactivo en sí no participa directamente en la medición.



Foto del Producto

Modelo del Producto	Diluyente de muestra-RL
Especificaciones de Embalaje	2.0 L, 2 L x 2, 300 mL
Código de Producto	72

Uso Previsto

Se utiliza para diluir y licuar la muestra que se va a analizar, de modo que las sustancias a medir puedan determinarse con el módulo de electrolitos. El reactivo en sí no participa directamente en la medición.

Dispositivos Compatibles

- Hitachi Hitachi 3100
- Hitachi Hitachi 7020
- Hitachi Hitachi 7060
- Hitachi Hitachi 7080
- Hitachi Hitachi 7100
- Hitachi Hitachi 7150
- Hitachi Hitachi 7170
- Hitachi Hitachi 7180
- Hitachi Hitachi 7600
- Hitachi LABOSPECT 008

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.