

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza para electrodos XMZ

Este producto es un agente de limpieza del sistema de reacción durante las pruebas con el módulo de electrolitos de un analizador de bioquímica, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias que se van a analizar




Foto del Producto

Modelo del Producto	Electrodo XMZ
Especificaciones de Embalaje	100 mL, 500 mL, 1 L, 2 L, 20 L
Código de Producto	p1245

Uso Previsto

Este producto es un agente de limpieza del sistema de reacción durante las pruebas con el módulo de electrolitos de un analizador de bioquímica, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias que se van a analizar

Principio

Este producto es un agente de limpieza para el sistema de reacción. Su principal principio de acción es eliminar las proteínas residuales del sistema de reacción mediante el lavado

Composición

Hipoclorito de sodio

Almacenamiento y Uso

Conservar en un lugar seco y bien ventilado...

Zhejiang Xinke Medical Technology Co., Ltd.

Empresa nacional de alta tecnología · Certificada ISO 9001 / ISO 13485 · I+D, fabricación y venta de reactivos de diagnóstico in vitro