

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Reactivo Hemolizante-BC II

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células o la determinación cuantitativa de hemoglobina.



Foto del Producto

Modelo del
ProductoReactivo Hemolizante-
BC IIEspecificaciones
de Embalaje

500 mL, 1 L, 5 L, 20 L

Código de
Producto

146

Uso Previsto

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células o la determinación cuantitativa de hemoglobina.

Dispositivos Compatibles

Mindray BC-1800

Mindray BC-2300

Mindray BC-2600

Mindray BC-2800

Mindray BC-2900

Mindray BC-3000 Plus

Mindray BC-3200

Hualiang HA series

Meisikang MC series

Pukang PE-6000

Pukang PE-6100

Pukang PE-6300

Pukang PE-6800

Pukang PE-6900

