

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Diluyente-BCIII

Se utiliza para diluir la muestra y preparar una suspensión de células antes del análisis de células sanguíneas.



Foto del Producto

Modelo del Producto	Diluyente-BCIII
Especificaciones de Embalaje	5 L, 20 L
Código de Producto	150

Uso Previsto

Se utiliza para diluir la muestra y preparar una suspensión de células antes del análisis de células sanguíneas.

Dispositivos Compatibles

- Mindray BC-5100
- Mindray BC-5180
- Mindray BC-5180 CRP
- Mindray BC-5200
- Mindray BC-5300
- Mindray BC-5310
- Mindray BC-5380
- Mindray BC-5390
- Mindray BC-5390 CRP
- Mindray BC-5500
- Mindray BC-5600
- Mindray BC-5800

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.