

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Reactivo Hemolizante-LH52

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células o la determinación cuantitativa de hemoglobina.



Foto del Producto

Modelo del
ProductoReactivo Hemolizante-
LH52Especificaciones
de Embalaje

100 mL, 20 L

Código de
Producto

166

Uso Previsto

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células o la determinación cuantitativa de hemoglobina.

Dispositivos Compatibles

Mindray BC-5000

Mindray BC-5120

Mindray BC-5130

Mindray BC-5140

Mindray BC-5150

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.

