

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Líquido de envoltura-SY

Se utiliza junto con el analizador de células para diluir la muestra de sangre y formar un flujo de envoltura, lo que facilita el recuento y la clasificación de células por parte del analizador



Foto del Producto

Modelo del Producto	Líquido de envoltura-SY
Especificaciones de Embalaje	20 L
Código de Producto	p1094

Uso Previsto

Se utiliza junto con el analizador de células para diluir la muestra de sangre y formar un flujo de envoltura, lo que facilita el recuento y la clasificación de células por parte del analizador

Principio

Diluye los leucocitos para que el instrumento realice el recuento y la clasificación de leucocitos mediante el método de dispersión de la luz láser

Composición

Agente tampón

Otra Información

Líquido de envoltura

