

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Diluyente-DXH8

Se utiliza para diluir la muestra y preparar una suspensión de células antes del análisis de células sanguíneas



Foto del Producto

Modelo del
Producto

Diluyente-DXH8

Especificaciones
de Embalaje

1 L, 5 L, 10 L, 20 L

Código de
Producto

p1108

Uso Previsto

Se utiliza para diluir la muestra y preparar una suspensión de células antes del análisis de células sanguíneas

Principio

Diluye las células sanguíneas para que el analizador realice el recuento y la clasificación de las células sanguíneas mediante el método de impedancia

Composición

Sulfato de sodio, cloruro de sodio, imidazol, conservantes

Almacenamiento y Uso

Manipular con cuidado durante la carga y la descarga; apilar según las marcas de flecha; conservar en un lugar limpio, seco y bien ventilado ...

