

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Reactivo Hemolizante-5DIFF

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar; cuando sea necesario, los leucocitos se tiñen antes de la clasificación y el recuento de células, o se realiza directamente la clasificación y el recuento de células y/o la determinación cuantitativa de hemoglobina, etc. ...



Foto del Producto

Modelo del
ProductoReactivo Hemolizante-
5DIFFEspecificaciones
de EmbalajeReactivo Hemolizante
Pack I 1.9 L + Reactivo
Hemolizante Pack II 850
mLCódigo de
Producto

p1109

Uso Previsto

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar; cuando sea necesario, los leucocitos se tiñen antes de la clasificación y el recuento de células, o se realiza directamente la clasificación y el recuento de células y/o la determinación cuantitativa de hemoglobina, etc. ...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.