

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Diluyente–MEK9100 20 L

Se utiliza para diluir la muestra y preparar una suspensión de células antes del análisis de células sanguíneas



Foto del Producto

Uso Previsto

Se utiliza para diluir la muestra y preparar una suspensión de células antes del análisis de células sanguíneas

Principio

Diluye las células sanguíneas y, en combinación con la técnica de citometría de flujo basada en los métodos de impedancia, colorimetría, dispersión de la luz láser y tinción fluorescente, realiza la clasificación, el recuento de células y la determinación de hemoglobina

Composición

Sulfato de sodio, tris(hidroximetil)aminometano

Modelo del Producto	Diluyente–MEK9100
Especificaciones de Embalaje	1 L, 5 L, 10 L, 18 L, 20 L
Código de Producto	p1115

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.