

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Líquido de Envoltura-UT5S 20 L

Se utiliza junto con el analizador de células; diluye la muestra de sangre para formar un flujo de envoltura, lo que facilita el recuento y la clasificación de células por parte del analizador



Foto del Producto

Uso Previsto

Se utiliza junto con el analizador de células; diluye la muestra de sangre para formar un flujo de envoltura, lo que facilita el recuento y la clasificación de células por parte del analizador

Principio

Diluye los leucocitos para que el analizador realice el recuento y la clasificación de leucocitos mediante el método de dispersión de la luz láser

Composición

Ácido clorhídrico, tris(hidroximetil)aminometano...

Modelo del Producto	Líquido de Envoltura-UT5S
Especificaciones de Embalaje	500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L
Código de Producto	p1132

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.