

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Diluyente de muestra-BS

Se utiliza para diluir y licuar la muestra que se va a analizar, a fin de que la sustancia a medir pueda detectarse con el módulo de electrolitos. El producto en sí no participa directamente en la detección



Foto del Producto

Modelo del Producto	Diluyente-BS
Especificaciones de Embalaje	2.0 L
Código de Producto	p1156

Uso Previsto

Se utiliza para diluir y licuar la muestra que se va a analizar, a fin de que la sustancia a medir pueda detectarse con el módulo de electrolitos. El producto en sí no participa directamente en la detección

Principio

En el método del electrodo, la determinación de electrolitos se basa en la ecuación de Nernst. Para iones monovalentes a 25 °C, la ecuación de Nernst se simplifica como: $E = E_{0isa} + 0.05916 \lg a$, donde E es el potencial medido y E_{0isa} es el potencial inicial...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.