

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de Tinción-MNR

Se utiliza para teñir las células sanguíneas, de modo que puedan observarse su morfología y estructura, permitiendo al analizador de sangre realizar la clasificación y el recuento de células sanguíneas



Foto del Producto

Modelo del
Producto

Solución de Tinción-MNR

Especificaciones
de Embalaje

82 mL

Código de
Producto

p1183

Uso Previsto

Se utiliza para teñir las células sanguíneas, de modo que puedan observarse su morfología y estructura, permitiendo al analizador de sangre realizar la clasificación y el recuento de células sanguíneas

Principio

Los leucocitos se tiñen con la ayuda de la solución de tinción para el análisis de células sanguíneas y, en combinación con la técnica de citometría de flujo basada en la dispersión de la luz láser y la tinción fluorescente, se realiza la detección de leucocitos

Composición

Colorante fluorescente, sustancias orgánicas...

