

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Diluyente concentrado SY

Se utiliza para diluir la muestra de sangre total que se va a analizar y, junto con el analizador de sangre o el reactivo, para analizar el analito. Clínicamente, se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para preparar una suspensión de células mediante la dilución de la muestra



Foto del Producto

Modelo del
Producto

Diluyente concentrado SY

Especificaciones
de Embalaje500 mL, 1 L, 2 L, 5 L, 10
L, 20 LCódigo de
Producto

p1184

Uso Previsto

Se utiliza para diluir la muestra de sangre total que se va a analizar y, junto con el analizador de sangre o el reactivo, para analizar el analito. Clínicamente, se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para preparar una suspensión de células mediante la dilución de la muestra

Principio

Diluye las células sanguíneas para que el analizador realice el recuento y la clasificación de las células sanguíneas mediante el método de impedancia

Composición

Cloruro de sodio, ácido bórico...

