

## Reactivo de Diagnóstico In Vitro

## Solución de Tinción-MDF II

Se utiliza para teñir las células sanguíneas, de modo que puedan observarse su morfología y estructura, permitiendo al analizador de sangre realizar la clasificación y el recuento de células sanguíneas



Foto del Producto

Modelo del  
ProductoSolución de Tinción-  
MDF IIEspecificaciones  
de Embalaje12 mL, 22 mL, 22 mLx2,  
42 mL, 42 mLx2, 1 L, 2 LCódigo de  
Producto

p1188

## Uso Previsto

Se utiliza para teñir las células sanguíneas, de modo que puedan observarse su morfología y estructura, permitiendo al analizador de sangre realizar la clasificación y el recuento de células sanguíneas

## Principio

Los leucocitos se tiñen con la ayuda de la solución de tinción para el análisis de células sanguíneas y, en combinación con la técnica de citometría de flujo basada en la dispersión de la luz láser y la fluorescencia...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.