

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Líquido de envoltura-CD

Para uso con analizadores de células; se utiliza para diluir la muestra de sangre y formar un flujo de envoltura, lo que facilita el recuento y la clasificación de células por parte del analizador



Foto del Producto

Uso Previsto

Para uso con analizadores de células; se utiliza para diluir la muestra de sangre y formar un flujo de envoltura, lo que facilita el recuento y la clasificación de células por parte del analizador

Principio

Diluye los leucocitos para que el analizador realice el recuento y la clasificación de los leucocitos mediante el método de dispersión de la luz láser...

Otra Información

Líquido de envoltura

Modelo del Producto	Líquido de envoltura-CD
Especificaciones de Embalaje	10 L, 20 L
Código de Producto	p1189

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.