

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Diluyente-UT II

Se utiliza para diluir la muestra y preparar una suspensión de células antes del análisis de células sanguíneas




Foto del Producto

Modelo del Producto	Diluyente-UT II
Especificaciones de Embalaje	5 L, 20 L
Código de Producto	p1191

Uso Previsto

Se utiliza para diluir la muestra y preparar una suspensión de células antes del análisis de células sanguíneas

Principio

Diluye las células sanguíneas y, en combinación con la técnica de citometría de flujo basada en los métodos de impedancia, colorimetría, dispersión de la luz láser y tinción fluorescente, realiza la clasificación, el recuento de células y la determinación de hemoglobina

Composición

Sulfato de sodio, cloruro de sodio, solución tampón de fosfato, conservantes...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.