

## Reactivo de Diagnóstico In Vitro

## Reactivo Hemolizante-BT 1 L

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células o la determinación cuantitativa de hemoglobina



Foto del Producto

Modelo del  
Producto

Reactivo Hemolizante-BT

Especificaciones  
de Embalaje

500 mL, 1 L, 20 L

Código de  
Producto

p1200

## Uso Previsto

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células o la determinación cuantitativa de hemoglobina

## Principio

Lisa los glóbulos rojos manteniendo inalterada la morfología de los leucocitos, para que el analizador realice el recuento y la clasificación de leucocitos mediante el método de impedancia

## Composición

Agente tampón, sal de amonio cuaternario...

