

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Diluyente-KL2

Se utiliza para diluir la muestra de sangre total que se va a analizar y, junto con el analizador de sangre o el reactivo, para analizar el analito. Clínicamente, se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para preparar una suspensión de células mediante la dilución de la muestra



Foto del Producto

Modelo del
Producto

Diluyente-KL2

Especificaciones
de Embalaje

1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L

Código de
Producto

p1209

Uso Previsto

Se utiliza para diluir la muestra de sangre total que se va a analizar y, junto con el analizador de sangre o el reactivo, para analizar el analito. Clínicamente, se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para preparar una suspensión de células mediante la dilución de la muestra

Principio

Diluye las células sanguíneas para que el analizador realice el recuento y la clasificación de las células sanguíneas mediante el método de impedancia

Composición

Hidróxido de sodio, sulfato de sodio, edetato de disodio...

