

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Reactivo Hemolizante-52EOS

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células o la determinación cuantitativa de hemoglobina



Foto del Producto

Modelo del Producto	Reactivo Hemolizante-52EOS
Especificaciones de Embalaje	240 mL, 480 mL, 480 mL x 2, 480 mL x 4, 500 mL, 5 L, 10 L, 20 L
Código de Producto	p1213

Uso Previsto

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células o la determinación cuantitativa de hemoglobina

Principio

Durante el análisis de células sanguíneas, este reactivo lisa los glóbulos rojos y tiñe los leucocitos...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.