

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Reactivo Hemolizante–LN68P

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células



Foto del Producto

Modelo del Producto	Reactivo Hemolizante–LN68P
Especificaciones de Embalaje	500 mL, 1 L, 4 L, 20 L
Código de Producto	p1250

Uso Previsto

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células

Principio

Durante el análisis de células sanguíneas, los glóbulos rojos se lisan y el componente colorante de la Solución de Tinción–FN68P tiñe los glóbulos rojos nucleados, en combinación con la dispersión de la luz láser y la tinción fluorescente...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.