

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Diluyente-BC52

Se utiliza para diluir la muestra y preparar una suspensión de células antes del análisis de células sanguíneas



Foto del Producto

Modelo del
Producto

Diluyente-BC52

Especificaciones
de Embalaje

5 L, 20 L

Código de
Producto

p1257

Uso Previsto

Se utiliza para diluir la muestra y preparar una suspensión de células antes del análisis de células sanguíneas

Principio

Diluye las células sanguíneas para que el analizador realice el recuento y la clasificación de las células sanguíneas mediante el método de impedancia

Composición

Cloruro de sodio, ácido bórico, edetato de disodio, conservantes

Almacenamiento y Uso

Manipular con cuidado durante la carga y la descarga; apilar según las marcas de flecha; conservar en un lugar seco y bien ventilado...

