

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Diluyente-DF

Se utiliza para diluir la muestra y preparar una suspensión de células antes del análisis de células sanguíneas




Foto del Producto

Modelo del Producto	Diluyente-DF
Especificaciones de Embalaje	5 L, 20 L
Código de Producto	p1265

Uso Previsto

Se utiliza para diluir la muestra y preparar una suspensión de células antes del análisis de células sanguíneas

Principio

Diluye las células sanguíneas para que el analizador realice el recuento y la clasificación de las células sanguíneas mediante el método de impedancia

Composición

Sulfato de sodio, fosfatos, conservantes

Almacenamiento y Uso

Manipular con cuidado durante la carga y la descarga; apilar según las marcas de flecha; conservar en un local interior limpio, seco y bien ventilado a 2–35 °C...

