

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Diluyente–FDL 1.5 L

Se utiliza para diluir la muestra y preparar una suspensión de células antes del análisis de células sanguíneas



Foto del Producto

Modelo del Producto	Diluyente–FDL
Especificaciones de Embalaje	1 L, 1.5 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L
Código de Producto	p1283

Uso Previsto

Se utiliza para diluir la muestra y preparar una suspensión de células antes del análisis de células sanguíneas

Principio

Diluye las células sanguíneas para que el analizador realice el recuento y la clasificación de las células sanguíneas mediante el método de impedancia

Composición

Agente tampón, tensioactivo

Almacenamiento y Uso

Manipular con cuidado durante la carga y la descarga; apilar según las marcas de flecha...

