

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de Tinción–MET

Se utiliza para teñir las células sanguíneas, de modo que puedan observarse su morfología y estructura, permitiendo al analizador de sangre realizar la clasificación y el recuento de células sanguíneas



Foto del Producto

Modelo del Producto	Solución de Tinción–MET
Especificaciones de Embalaje	12 mL, 12 mL × 2, 1 L, 2 L
Código de Producto	p1284

Uso Previsto

Se utiliza para teñir las células sanguíneas, de modo que puedan observarse su morfología y estructura, permitiendo al analizador de sangre realizar la clasificación y el recuento de células sanguíneas

Principio

Las células sanguíneas se tiñen con la ayuda de la solución de tinción para el análisis de células sanguíneas y, en combinación con la técnica de citometría de flujo basada en la dispersión de la luz láser y la tinción fluorescente, las células sanguíneas se...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.