

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Reactivo Hemolizante–HGB I

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células o la determinación cuantitativa de hemoglobina



Foto del Producto

Modelo del Producto	Reactivo Hemolizante–HGB I
Especificaciones de Embalaje	5 L, 500 mL, 20 L
Código de Producto	p1292

Uso Previsto

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células o la determinación cuantitativa de hemoglobina

Principio

Lisa los glóbulos rojos, y la hemoglobina se combina con el dodecilsulfato sódico (SDS) para formar un derivado coloreado, $\lambda_{max}=540nm\pm...$

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.