

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de Tinción-FN6

Se utiliza para teñir las células sanguíneas, de modo que puedan observarse su morfología y estructura, permitiendo al analizador de sangre realizar la clasificación y el recuento de células sanguíneas



Foto del Producto

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Modelo del Producto          | Solución de Tinción-FN60                     |
| Especificaciones de Embalaje | 12 mL, 12 mL × 4, 48 mL, 48 mL × 4, 1 L, 2 L |
| Código de Producto           | p1302                                        |

Uso Previsto

Se utiliza para teñir las células sanguíneas, de modo que puedan observarse su morfología y estructura, permitiendo al analizador de sangre realizar la clasificación y el recuento de células sanguíneas

Principio

Los leucocitos se tiñen con la ayuda de la solución de tinción para el análisis de células sanguíneas, en combinación con la dispersión de la luz láser y la tinción fluorescente...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.