

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de Tinción–FN68P

Se utiliza para teñir las células sanguíneas, de modo que puedan observarse su morfología y estructura, permitiendo al analizador de sangre realizar la clasificación y el recuento de células sanguíneas



Foto del Producto

Modelo del Producto	Solución de Tinción–FN68P
Especificaciones de Embalaje	12 mL, 12 mL × 4, 48 mL, 48 mL × 4, 1 L, 2 L
Código de Producto	p1303

Uso Previsto

Se utiliza para teñir las células sanguíneas, de modo que puedan observarse su morfología y estructura, permitiendo al analizador de sangre realizar la clasificación y el recuento de células sanguíneas

Principio

Durante el análisis de células sanguíneas, la Solución de Tinción–FN68P, con la ayuda del Reactivo Hemolizante–LN68P, actúa sobre los glóbulos rojos nucleados y los leucocitos...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.