

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Reactivo Hemolizante-LD68P

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células



Foto del Producto

Modelo del Producto	Reactivo Hemolizante-LD68P
Especificaciones de Embalaje	500 mL, 1 L, 4 L, 20 L
Código de Producto	p1304

Uso Previsto

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células

Principio

Durante el análisis de células sanguíneas, se lisan los glóbulos rojos y los leucocitos se tratan en cierta medida para aumentar las diferencias entre las subpoblaciones de leucocitos, favoreciendo así la tinción por la Solución de Tinción-FD68P...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.