

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Diluyente-DR6

Se utiliza para diluir la muestra y preparar una suspensión de células antes del análisis de células sanguíneas



Foto del Producto

Modelo del Producto	Diluyente-DR68
Especificaciones de Embalaje	1 L, 1 L x 4, 4 L
Código de Producto	p1305

Uso Previsto

Se utiliza para diluir la muestra y preparar una suspensión de células antes del análisis de células sanguíneas

Principio

Durante el análisis de células sanguíneas, el Diluyente-DR68 somete a los glóbulos rojos a un tratamiento de esferulación, permitiendo que el componente colorante de la Solución de Tinción-FR68 tiña rápidamente los reticulocitos, en combinación con la técnica de citometría de flujo basada en la dispersión de la luz láser y la tinción fluorescente...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.