

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Reactivo Hemolizante-LH68P

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y formar un complejo con la hemoglobina, facilitando así la determinación cuantitativa de hemoglobina



Foto del Producto

Modelo del Producto	Reactivo Hemolizante-LH68P
Especificaciones de Embalaje	500 mL, 1 L, 4 L, 20 L
Código de Producto	p1309

Uso Previsto

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y formar un complejo con la hemoglobina, facilitando así la determinación cuantitativa de hemoglobina

Principio

Durante el análisis de células sanguíneas, se lisan los glóbulos rojos para liberar la hemoglobina de su interior, y la hemoglobina se convierte en metahemoglobina; la determinación cuantitativa de hemoglobina se logra mediante el método colorimétrico...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.